

超声软组织手术设备



01
主机J001

02
换能器


03
超声刀头

04
脚控开关

05
医疗箱


01

主机J001



02

换能器



03 超声刀




高分子轻柔防滑包胶，握感更舒适




更好的加紧力抓持力，防组织脱落，提高切割效率



超薄头端设计，增加钳口压强，提高切割速度



高性能聚醚酰亚胺 (pei) 树脂材料，保障高强度与高可靠性



高分子防粘连涂层，有效控制刀头温度

04 脚踏开关



A.防护等级达到IP68;

B.表面防滑面板;

C.底部有防滑橡胶设计;


D.高低档位互锁功能。

① 功率档位1~5档之间自由切换


② 手控、脚控自由切换

止血效果优异，增强手术安全性

血管爆破压实验



主机产生的电能在手柄内被转化为机械功能



晶灵医疗

Jingling Medical



达腾融创技术(北京)有限公司

地址：北京市密云区北庄镇北庄村华盛路142号

电话：13521710181

邮箱：bjpdf@126.com

